


Нормативная база данных для большой аксиальной длины (LAL-NDB) — ПО для серии OCT NIDEK



- Анализ с компенсацией аксиальной длины
- На основе данных здоровых глаз с большой аксиальной длиной
- Данные собраны у азиатских пациентов
- Стандартное ПО для использования с RS-1 Glauvas
- Опциональное ПО для использования с Mirante SLO/OCT

Технические характеристики

Назначение	Анализ с компенсацией аксиальной длины для большей уверенности при оценке глаукомы у пациентов с аксиальной миопией
Основа базы данных	Здоровые глаза с большой аксиальной длиной; данные собраны у азиатских пациентов
Измеряемые параметры	Толщина сетчатки в области диска и макулы: общая толщина сетчатки, RNFL и GCC
Скан для анализа	Карта сетчатки, охватывающая диск и макулу одним снимком; анализ RNFL и GCC на одном изображении OCT
Совместимые устройства	RS-1 Glauvas (стандартно); Retina Scan Duo 2 и Mirante SLO/OCT (опционально)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app