


Опция OCT-ангиографии для Mirante SLO/OCT



- Комплексная визуализация и диагностика OCT-ангиографии
- Функция Tracing HD plus для точной съёмки
- Выбираемая чёткость и режим fine
- Широкоугольное сканирование
- Карта плотности сосудов и карта плотности перфузии
- Автоматическое определение FAZ и анализ формы

Технические характеристики

Macula AngioScan: слои карты макулы	7 слоёв: стекловидное тело, поверхностный, глубокий, наружная сетчатка, ORCC, хориокапилляры, хориоидея
Optic Nerve Head AngioScan: слои карты диска	4 слоя: стекловидное тело, головка зрительного нерва, радиальное парапапиллярное капиллярное сплетение (RPCP), решётчатая пластинка
Функция Tracing HD plus	Отслеживает движение глаза, сохраняя одно и то же положение скана на SLO-изображении; настройка высокой чёткости / высокого контраста либо съёмка за секунды без слежения (Mirante SLO/OCT)
Режим чёткости	2, 4 или 8 сканов на линию (2 HD, 4 HD, 8 HD); режим fine для изображений высокого разрешения (Mirante SLO/OCT)
Широкоугольное сканирование	До 12 x 12 мм (Mirante SLO/OCT)
Количественный анализ	Карта плотности сосудов и карта плотности перфузии для каждого слоя
Анализ FAZ	Автоматическое определение фовеолярной аваскулярной зоны (FAZ) с показателями формы
Функция наблюдения в динамике	Изменения плотности сосудов или плотности перфузии во времени в хронологическом порядке (Mirante SLO/OCT)
Совместимое устройство	Mirante SLO/OCT

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app